

# 1度に**36**項目(**48**種類)の アレルギー検査ができます。



**食物系**アレルギー **22**項目 (**24**種類)





**通年性**アレルギー **7**項目 (**11**種類)

**季節性**アレルギー **7**項目 (**13**種類)

食物系 測定22項目(24種類)	
卵 ミルク	卵白・オボムコイド* ミルク 
穀物 ナッツ	小麦・ソバ 米・大豆 ピーナッツ・ゴマ 木の実ミックス <b>MIX</b> ヘーゼルナッツ アーモンド クルミ 
魚類 甲殻類	サバ・マグロ・サケ エビ・カニ 
肉	豚肉・牛肉・鶏肉
果物 野菜	トマト モモ・バナナ キウイ 

\*卵白に含まれるタンパク質です。加熱してもアレルギー性を失わない性質をもちます。

通年性 測定7項目(11種類)	
家塵	ハウスダスト ダニミックス <b>MIX</b> コナヒョウヒダニ ヤケヒョウヒダニ 
カビ	アスペルギルス カンジダ カビミックス <b>MIX</b> アルテルナリア ペニシリウム クラドスポリウム 
ペット	イヌ・ネコ皮膚屑ミックス イヌ皮膚屑 <b>MIX</b> ネコ皮膚屑 
その他	ラテックス 

季節性 測定7項目(13種類)	
1月	↑ スギ・ヒノキ ハンノキ・シラカンバ 
2月	
3月	
4月	↑ イネ科ミックス <b>MIX</b> オオアワガエリ カモガヤ・ナガハグサ ハルガヤ・ギョウギシバ 
5月	
6月	
7月	↓ ヨモギ ブタクサミックス <b>MIX</b> ブタクサ オオブタクサ ブタクサモドキ 
8月	
9月	
10月	↓ 
11月	
12月	

**MIX**

「〇〇ミックス」ってなに？

1項目に複数のアレルギーが含まれています。各アレルギーの結果は出ませんが、幅広い情報を入手することができます。

陽性：ミックスされている全てまたは一部のアレルギーで陽性。必要に応じて単項目検査を実施します。

陰性：ミックスされている全てのアレルギーが陰性。