

2020年4月28日

各位

日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社

AccuPlex™ シリーズ新型コロナウイルス関連製品発売のお知らせ

日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：柳田 誠）は、米国 SeraCare Life Sciences 社が製造・販売している遺伝子検査用リファレンスの AccuPlex™ シリーズに新型コロナウイルス関連製品を追加しましたのでお知らせいたします。

記

【AccuPlex™ SARS-CoV-2 製品の特長】

- 陽性リファレンスは、SARS-CoV2 遺伝子配列を組み込んだアルファウイルスで、複製能力をなくし熱処理が施された濃度既知の製品です。検体と同様の方法で、遺伝子抽出から遺伝子検査まで実施することができます
- 陰性リファレンスはヒト RNAse P 遺伝子を組み込んだ濃度既知の製品です
- 2-8℃保存で製造から2年間使用可能です

【該当商品】

1)AccuPlex™ SARS-CoV-2 Reference Material Kit

製品コード：0505-0126

- 濃度：5,000 コピー/mL
- 容量：1.5mL
- 陽性、陰性各5本の計10本が1セットになっております

2)AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification Panel

製品コード：0505-0129

- 濃度：1,000 コピー/mL、10,000 コピー/mL、100,000 コピー/mL
- 容量：3mL
- 陽性3濃度各1本、陰性1本の計4本が1セットになっております

※既成濃度以外の AccuPlex™ SARS-CoV-2 製品についてもご相談ください

※製品ページ([https://www.hitachi-chem-ds.co.jp/products/r\\_reagents/serum/index.html](https://www.hitachi-chem-ds.co.jp/products/r_reagents/serum/index.html))

【本件に関するお問い合わせ先】

日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社

営業本部 営業部 営業企画グループ

[https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-chem-ds/jp/general/form.jsp?UM\\_QNo=3](https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-chem-ds/jp/general/form.jsp?UM_QNo=3)

以上