

お客様各位

ミナリスメディカル株式会社

## パック式臨床化学分析装置「アイギアプロ (K)」 新発売のお知らせ

ミナリスメディカル株式会社(本社：東京都中央区)は、パック式臨床化学分析装置「アイギアプロ (K)」(製造販売元：株式会社サカエ、本社：東京都港区)を5月29日に発売いたします。

本製品は、糖尿病のスクリーニング検査や糖尿病患者の血糖コントロールの指標として広く利用されている HbA1c (ヘモグロビン A1c) の測定が可能な「グリコヘモグロビン分析装置 A1c iGear Quick K」の後継機種となります。

アイギアプロ (K) は、従来の HbA1c に加え、代表的な炎症マーカーである CRP (C 反応性蛋白)、初期段階の腎臓疾患や糖尿病性腎症の早期発見などに用いられる ACR (尿中アルブミン/クレアチニン比) を測定することが可能です。

### ■製品概要

名称	アイギアプロ (K)
発売日	2023年5月29日(月)
測定項目	HbA1c (ヘモグロビン A1c) CRP (C 反応性蛋白) ACR* (尿中アルブミン/クレアチニン比)
測定時間	約5分
測定対象/検体量	全血 1 $\mu$ L (HbA1c、CRP) 尿 80 $\mu$ L (ACR)
寸法	幅 130 mm $\times$ 奥行き 200 mm $\times$ 高さ 250 mm
重量	3.5 kg
製造販売元	株式会社サカエ
販売元	ミナリスメディカル株式会社

※ACRのみ、9月13日発売予定

### ■本件に関するお問合せ先

ミナリスメディカル株式会社

営業統括本部 営業企画管理部 電話 03-6219-7602

以上