

お客様各位

ミナリスメディカル株式会社
2023年8月1日

全自動マイクロプレート E I A 分析装置 A P - X II 新発売のお知らせ

ミナリスメディカル株式会社(本社:東京都中央区)は、全自動マイクロプレート E I A 分析装置 A P - X II を 8 月 1 日に発売いたしました。

A P シリーズは 1994 年に初代機 A P - 9 6 0 が上市され、マイクロプレート固相 E I A の手法を用いる重要な検査を支える全自動分析装置として、衛生検査所、企業・研究所などを中心にシリーズ合計 380 台以上の施設納入実績がある分析装置です。本製品は、これまでの A P シリーズで構築された高い汎用性を継承した A P - X の後継機種となります。

弊社は引き続き「予防、診断、医療」を支援する技術・製品・サービスを創出し、臨床検査に新たな価値を提供することで人々の健康と豊かさに貢献し、"医療に携わる皆様から選ばれる"企業を目指してまいります。

■製品概要

製品名	全自動マイクロプレート E I A 分析装置 A P - X II
発売日	2023年8月1日
測定項目数	最大 6 プレート/項目
検体架設数	マイクロプレート: 6 枚(96 ウェル) ディープウェル対応 検体ラック: アロカラック x4(200 検体)
分注ユニット	8 本独立構造ピペットユニット
試薬ユニット	100ml: 18 ボトル, 基質調製なし, 300ml: 6 ボトル, バルコード(自動読取)
測定波長	ハロゲンランプ, 直線性: 0-2.5Abs. (400~700nm)
検出器	分光光度計(吸光度)
恒温槽/反応温度	6 基独立(振盪、温調)/室温 20°C~40°C
寸法/モニターサイズ	W1,100 x D800 x H1,480mm/15.6 インチ ワイド
重量	370 kg
製造販売業者	ミナリスメディカル株式会社
製造業者	谷村電気精機株式会社

■本件に関するお問合せ先

ミナリスメディカル株式会社

営業統括本部 営業企画管理部 電話 03-6219-7602

以上